



# Liguori

CENTRO DIAGNOSTICO

80054 Gragnano (NA) – Via Castellammare n° 221  
Tel. 081.8719567 Fax 081-3944256

---

## Espettorato

- eseguire la raccolta al mattino in un contenitore sterile a bocca larga;
- sciacquare accuratamente il cavo orale con alcuni gargarismi effettuati con acqua;
- eseguire una espettorazione profonda raccogliendo l'espettorato direttamente nel contenitore.

Controllare che l'espettorato non sia costituito da saliva, in tal caso ripetere la raccolta; la contaminazione dell'espettorato con la flora commensale orofaringea inficia spesso il risultato dell'esame.

Ai soggetti incapaci di raccogliere l'espettorato per incapacità del riflesso della tosse o per secrezione bronchiale scarsa si consiglia, nei due giorni precedenti l'esame, la somministrazione di mucolitici od espettoranti.

Se il paziente dovesse aver difficoltà nell'espettorare, si può ricorrere all'induzione aerosolica, ovvero far inspirare al paziente, lentamente e profondamente un aerosol di soluzione salina ipertonica (3-15%) sterile tiepida per almeno 15 volte. Dopo qualche minuto di rilassamento, il paziente dovrebbe riuscire ad espettorare nel contenitore.

Il campione biologico deve giungere in laboratorio entro massimo 48 ore, nel frattempo deve essere conservato a 2-8 °C.