



Liquori

CENTRO DIAGNOSTICO

80054 Gragnano (NA) - Via Castellammare n° 221
Tel. 081.8719567 Fax 081-3944256

Tampone nasale

Dopo aver inumidito la punta di un tampone flessibile con acqua sterile o fisiologica lo si introduce in una narice. Si strofina avanti e indietro lungo il setto nasale fino a quando si percepisce una sensazione di resistenza; quindi si ritira delicatamente il tampone. Il campione biologico deve giungere in laboratorio entro massimo 48 ore, nel frattempo deve essere conservato a 2-8 °C.